

ACTIMOVE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓK

Actimove® GAUNTLET csuklórögzítő

Orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz.

Rendeltetés: Csukló sérülések esetén vagy rándulások, zúzódások megelőzésére.

Lejáratási időt és méretet: lásd a csomagoláson.

Gyártó: BSN Medical GmbH, Németország, Quickbornstrasse 24 20253 Hamburg

Tárolás: szobahőmérsékleten, sugárzó hőtől védve.

Forgalmazza: Essity Hungary Kft. 1021 Budapest, Budakeszi út 51.

Bevezető: Köszönjük, hogy a levehető fém támasszal ellátott, bal és jobb kézen egyaránt használható Actimove® csuklórögzítőt választotta.

A termék leírása: Az Actimove® csuklórögzítő az anatómiai kialakítású támaszaival csukló- és hüvelykujjfájdalom enyhítésére, illetve a gyógyulás elősegítésére alkalmazható. Puha, latexmentes anyagának köszönhetően rendkívül kényelmes, emellett könnyen felhúzható kialakítású és egyénileg állítható pántokkal rögzíthető.

Rendeltetés:

A termék rendeltetése a csukló és a hüvelykujj megfelelő helyzetben tartása.

Alkalmazási területei többek között:

- a hüvelykujj idült csont- és ízületi gyulladása
- hüvelykujj-irritáció
- hüvelykujjrándulás
- ficam és húzódás
- reumás ízületi gyulladás
- műtét utáni ellátás
- baleset utáni ellátás
- de Quervain-szindróma

Kérjük, forduljon orvosához, ha bizonytalan abban, hogy a termék megfelelő-e az Ön számára.

Ellenjavallatok:

- Perifériás vénás ér-elzáródással járó betegségek (Phlebo-thrombosis, Thrombo-phlebitis)
- Perifériás artériás keringési zavarok
- Mikroorganizmusok okozta vénagyulladás (széptikus phlebitis)
- Nedvedző bőrbetegségek (dermatózisok)
- Nyílt sebek, a bőr folytonosságának megszakadásával járó bármilyen felszíni sérülés, fekély
- A végtagok idegkárosodása vagy idegpusztulása miatt előrehaladott perifériás neuropátia
- A termék anyagával szembeni intolerancia.

Használati útmutató: Megelőzés fizikai aktivitás (pl. sport) során. A használat ideje lehet egy óra (például sporttevékenység közben), de akár hosszú távú is, ha krónikus betegség miatt mindennapi használat javasolt. Az Actimove® csuklórögzítő kesztyű egyaránt használható a bal és a jobb kézen.

Alkalmazás

Ha a bal csuklóhoz használja, a támaszt helyezze az alsó zsebbe, hogy a tenyér és a csukló helyzetét stabilizálja. (1. ábra)

Ha a jobb csuklóhoz használja, a támaszt helyezze a felső zsebbe, hogy a tenyér és a csukló helyzetét stabilizálja. (2. ábra)

A hosszabb pántot (1. pánt) rögzítse a kézfején. (5. ábra)

A rövidebb pántot (2. pánt) csavarja a hüvelykujja köré. (6. ábra)

Figyelmeztetés:

- Az orvos által javasolt és megfelelően illeszkedő eszköz viselésekor általában nem tapasztalhatók mellékhatások.
- Érzészavarok, zsibbadás fennállása esetén előfordulhat, hogy a kompresszió miatt a nyomási helyeken vérellátási zavar alakult ki.
- Ilyen esetben mindig ellenőrizze a termék felhelyezésének pozícióját és a rögzítés erősségét.
- Az eszköz szakszerűtlen felhelyezése és rögzítése bőrelváltozásokat és az artériás vérellátás romlását okozhatja.
- A panaszok változatlan fennállása esetén azonnal forduljon kezelőorvosához.

Megjegyzés

Bármilyen, az eszköz használatával kapcsolatban előforduló váratlan eseményt kérjük jelentsen a BSN medical GmbH vállalatnak (BSN Medical GmbH, Németország, Quickbornstrasse 24 20253 Hamburg) vagy az Essity Hungary Kft.-nek (1021 Budapest, Budakeszi út 51.) vagy az illetékes helyi hatóságnak (Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI), 1051 Budapest, Zrínyi utca 3., Tel.: (1) 8869-300, E-mail: ogyei@ogyei.gov.hu, 1372 Postafiók 450).

Lezárás dátuma: 2020. november 30.

Actimove® TaloActive fűzős bokarögzítő

Orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz.

Lejárati időt és méretet: lásd a csomagoláson.

Gyártó: BSN Medical GmbH, Németország, Quickbornstrasse 24 20253 Hamburg

Tárolás: szobahőmérsékleten, sugárzó hőtől védve.

Forgalmazza: Essity Hungary Kft. 1021 Budapest, Budakeszi út 51.

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy az Actimove® TaloActive fűzős bokarögzítőt választotta. Az Actimove® TaloActive számos helyzetben stabilizálja a bokaízületet, például bokasérülés utáni gyógyulás vagy műtét utáni rehabilitáció során. Ha enyhébb stabilizálásra van szüksége a rehabilitáció későbbi szakaszában, vagy szeretné megelőzni az újbóli sérülést mindennapi tevékenysége során, akkor a stabilizáló támaszokat eltávolítva is használhatja a bokarögzítőt. Ezenkívül két rugalmas pánt is fokozza a stabilitást és a boka megfelelő helyzetben tartását. A legjobb eredmények elérése érdekében kövesse a helyes alkalmazásra és használatra vonatkozó alábbi utasításokat.

Javallatok:

Az Actimove® TaloActive használata az alábbi esetekben javallott:

- Az ízületi szalag vagy tok sérülése a bokaízület felső részén, például szalagszakadás vagy -húzódás, deformálódás, a szárkapcsi szalagok sérülései
- Krónikus bokai instabilitás
- Enyhébb lágyszöveti sérülések
- Akut, krónikus és gyulladós ödéma

Ellenjavallatok:

Ne használja az Actimove® TaloActive rögzítőt, ha instabil boka törése van.

Alkalmazás:

Javasoljuk, hogy az Actimove® TaloActive fűzős bokarögzítőt első alkalommal egészségügyi szakember vagy képzett specialista helyezze fel, hogy Ön a lehető legjobban kihasználhassa az optimális felhelyezés és a hatékony terápiás támogatás előnyeit. Az Actimove® TaloActive fűzős bokarögzítőt zoknis lábára helyezze fel, és sportcipőben vagy más fűzős cipőben viselje. Jobb és bal bokán egyaránt használható.

1. Lazítsa ki a bokarögzítő fűzőit. Két kézzel fogja meg a bokarögzítő felső részét, és húzza szét.
2. Helyezze két mutatóujját a bokarögzítő felső részének két oldalán lévő hurokba, majd vezesse át a bokáját a rögzítőn.
3. Igazítsa helyére a hajtókát, majd a fűzővel húzza a bokarögzítőt a kívánt szorosságig.
4. A pántok elhelyezéséhez keresztezze egyszer a rugalmas pántokat a láb felső részén, majd még egyszer a bokaízület hátsó részén, és rögzítse őket, hogy megfelelő körkörös támaszt adjanak. A pántokat olyan szorosságig húzza, amennyi a kívánt stabilitás eléréséhez szükséges.
5. A legkényelmesebb helyzet érdekében újraigazíthatja a stabilizáló támaszokat. Igazítsa be a támaszokat a belső anyag mentén a bokacsont (malleoli) körüli kényelmes elhelyezés eléréséhez.

A rehabilitáció későbbi szakaszában, illetve az újbóli sérülések megelőzése céljából a stabilizáló támaszokat eltávolítva is használhatja a bokarögzítőt. A könnyebb kezelhetőség érdekében fordítsa ki a bokarögzítőt. A kivehető támaszok eredeti helyzetét a fekete vonal jelöli. Kérdés esetén kérjük, forduljon orvosához.

Ha további információkat szeretne, nézze meg az Actimove® TaloActive alkalmazását bemutató videónkat! <https://www.youtube.com/watch?v=jS4ekwQ2dsU>

Tisztítás és ápolás:

A rögzítő mosásakor ellenőrizze, helyükön vannak-e a pántok.

Javasoljuk, hogy hagyja a rögzítőben a kivehető támaszokat, de ha kívánja, ki is veheti őket.

40 °C-on, enyhe mosószer használatával mossa ki.

Nyomkodja ki belőle a víz nagy részét, és levegőn szárítsa meg teljesen, mielőtt újból használná. A károsodás elkerülése érdekében az Actimove® TaloActive rögzítőt ne fehéritse, ne vegytisztítsa, ne tegye szárítógépbe és ne vasalja ki.

Fontos, hogy közvetlenül a rögzítőre ne kerüljön kenőcs vagy bármilyen vegyi anyag.

Óvintézkedések:

- Kérjük, kövesse kezelőorvosa terápiás javaslatait.
- Ha kellemetlen érzést, zsibbadást, bőrszínváltozást vagy duzzanatot észlel az alkalmazás során, hagyja abba az Actimove® TaloActive fűzős bokarögzítő használatát, és forduljon orvosához.
- Szobahőmérsékleten, lehetőleg az eredeti csomagolásában tárolja.
- A terméket egy adott beteg általi alkalmazásra tervezték, ezért nem javasoljuk, hogy több személy is használja.

Jellemzők:

- Gyorsan és egyszerűen kezelhető zárórendszer
- Stabilizáló támaszok: Könnyen kivehető és használható
- Szellőző, bőrbarát anyag
- A fűzős bokarögzítő stabilizálása

Figyelmeztetés:

- Az orvos által javasolt és megfelelően illeszkedő eszköz viselésekor általában nem tapasztalhatók mellékhatások.
- Érzészavarok, zsibbadás fennállása esetén előfordulhat, hogy a kompresszió miatt a nyomási helyeken vérellátási zavar alakult ki.
- Ilyen esetben mindig ellenőrizze a termék felhelyezésének pozícióját és a rögzítés erősségét.
- Az eszköz szakszerűtlen felhelyezése és rögzítése bőrelváltozásokat és az artériás vérellátás romlását okozhatja.
- A panaszok változatlan fennállása esetén azonnal forduljon kezelőorvosához.

Megjegyzés

Bármilyen, az eszköz használatával kapcsolatban előforduló váratlan eseményt kérjük jelentsen a BSN medical GmbH vállalatnak (BSN Medical GmbH, Németország, Quickbornstrasse 24 20253 Hamburg) vagy az Essity Hungary Kft.-nek (1021 Budapest, Budakeszi út 51.) vagy az illetékes helyi hatóságnak (Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI), 1051 Budapest, Zrínyi utca 3., Tel.: (1) 8869-300, E-mail: ogyei@ogyei.gov.hu, 1372 Postafiók 450).

Lezárás dátuma: 2020. november 30.

ACTIMOVE MANUS csuklórögzítő

Orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz.

Rendeltetés: Csukló sérülések esetén vagy rándulások, zúzódások megelőzésére.

Lejáratí időt és méretet: lásd a csomagoláson.

Gyártó: BSN Medical GmbH, Németország, Quickbornstrasse 24 20253 Hamburg

Tárolás: szobahőmérsékleten, sugárzó hőtől védve.

Forgalmazza: Essity Hungary Kft. 1021 Budapest, Budakeszi út 51.

Kedves Vásárló,

Köszönjük, hogy a levehető fém támasszal ellátott, bal és jobb kézen egyaránt használható Actimove csukló rögzítőt választotta.

Termék Leírás

Az Actimove csukló rögzítő az anatómiai kialakítású támaszaival csuklófájdalom enyhítésére, illetve a gyógyulás elősegítésére alkalmazható. Puha, latexmentes anyagának köszönhetően rendkívül kényelmes, emellett könnyen felhúzható kialakítású és egyénileg állítható pántokkal rögzíthető.

Javallat

A termék rendeltetése a csukló megfelelő helyzetben tartása.

Alkalmazási területek:

- ínhüvelygyulladások
- ficamok és rándulások
- csont- és ízületgyulladások
- reumaszerű ízületgyulladások
- műtét utáni kezelések
- poszttraumás kezelések

Kérjük, forduljon orvosához, ha bizonytalan abban, hogy a termék megfelelő-e az Ön számára.

Ellenjavallatok:

- Perifériás vénás ér-elzáródással járó betegségek (Phlebo-thrombosis, Thrombo-phlebitis)
- Perifériás artériás keringési zavarok
- Mikroorganizmusok okozta vénagyulladás (széptikus phlebitis)
- Nedvedző bőrbetegségek (dermatózisok)
- Nyílt sebek, a bőr folytonosságának megszakadásával járó bármilyen felszíni sérülés, fekély
- A végtagok idegkárosodása vagy idegpusztulása miatt előrehaladott perifériás neuropátia
- A termék anyagával szembeni intolerancia

Használati útmutató

A termék otthoni használatra van kifejlesztve, vagy bizonyos esetekben sérülés megelőzés céljából, bizonyos tevékenységek közben (pl.: sporttevékenység). A használat ideje lehet egy óra (például sporttevékenység közben), de akár hosszú távú is, ha krónikus betegség miatt mindennapi használat javasolt. Az Actimove csukló rögzítő egyaránt használható a bal és a jobb kézen.

Felhelyezés

Ha a bal csuklóhoz használja, a támaszt helyezze az alsó zsebbe, hogy a tenyér és a csukló helyzetét stabilizálja. (1. ábra)

Ha a jobb csuklóhoz használja, a támaszt helyezze a felső zsebbe, hogy a tenyér és a csukló helyzetét stabilizálja. (2. ábra)

Figyelmeztetés:

- Az orvos által javasolt és megfelelően illeszkedő eszköz viselésekor általában nem tapasztalhatók mellékhatások.
- Érzészavarok, zsibbadás fennállása esetén előfordulhat, hogy a kompresszió miatt a nyomási helyeken vérellátási zavar alakult ki.
- Ilyen esetben mindig ellenőrizze a termék felhelyezésének pozícióját és a rögzítés erősségét.
- Az eszköz szakszerűtlen felhelyezése és rögzítése bőrelváltozásokat és az artériás vérellátás romlását okozhatja.
- A panaszok változatlan fennállása esetén azonnal forduljon kezelőorvosához.

Megjegyzés

Bármilyen, az eszköz használatával kapcsolatban előforduló váratlan eseményt kérjük jelentsen a BSN medical GmbH vállalatnak (BSN Medical GmbH, Németország, Quickbornstrasse 24 20253 Hamburg) **vagy az Essity Hungary Kft.-nek** (1021 Budapest, Budakeszi út 51.) **vagy az illetékes helyi hatóságnak** (Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI), 1051 Budapest, Zrínyi utca 3., Tel.: (1) 8869-300, E-mail: ogyei@ogyei.gov.hu, 1372 Postafiók 450).

Lezárás dátuma: 2020. november 30.

Actimove® VERTEBRACE nyakgallér (gerincrögzítő)

Orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz.

Lejárati időt és méretet: lásd a csomagoláson.

Gyártó: BSN Medical GmbH, Németország, Quickbornstrasse 24 20253 Hamburg

Tárolás: szobahőmérsékleten, sugárzó hőtől védve.

Forgalmazza: Essity Hungary Kft. 1021 Budapest, Budakeszi út 51.

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy az Actimove® gerincrögzítőt választotta. Az Actimove® gerincrögzítő könnyen használható, kis tömegű, párnázott támasztóeszköz a nyak stabil helyzetben tartásához. Az Actimove® gerincrögzítőt úgy tervezték, hogy akut és sürgősségi helyzetben a beteg fejét és nyakát stabil helyzetben tartsa, illetve mozgástartományát a megfelelő módon korlátozza. Helyes alkalmazás mellett a gallér teljes mértékben körül fogja a nyakat, és merev támasztékot nyújt a fej, az áll és a koponyaalap számára. Ez az egy részből álló eszköz gyorsan és egyszerűen felhelyezhető akár ülő, akár háton fekvő testhelyzetű beteg esetében. Az álltámasz a gallér beállításakor és a betegre igazításakor lapos tárolási helyzetéből kinyílik, és a megfelelő helyre kerül. A gyorslezáró elemekkel gyorsan és egyszerűen rögzíthető a gallér. A nagy méretű elülső nyílás lehetővé teszi, hogy vészhelyzetben cricothyrotomiát (gyűrűporc-pajzsporci bemetszést) vagy tracheostomiát (légcsőmetszést) végezhesse.

Kérjük, kövesse az alábbi utasításokat. Mielőbbi gyógyulást kívánunk!

Rendeltetészerű használat és javallatok

A termék rendeltetése a nyak stabilizálása. Alkalmazási területei többek között:

- Műtét utáni ellátás
- A nyak hirtelen rándulása utáni rövid távú használat
- Spondylarthrosis deformans (a csigolyaízületek kóros elváltozása)
- Deformitás (ficam)
- Húzódás
- Akut vagy krónikus fájdalmas nyakigerinc-szindróma
- Akut és sürgősségi ellátás

Kérjük, lépjen kapcsolatba egészségügyi szakemberrel, ha bizonytalan abban, hogy a termék megfelelő-e az Ön számára.

Ellenjavallatok:

Ne használja az Actimove gerincrögzítőt, ha súlyos nyaki sérülése van, pl.: nyakcsigolya törés esetén.

Használati útmutató

A.) Alkalmazás:

A megfelelő méret meghatározása az Actimove® gerincrögzítő méretvezetőjével történik. A méretvezető segít a nyakrögzítő gallér megfelelő méretének meghatározásában. Vegye figyelembe, hogy a méretvezető két különböző méretváltozatot tartalmaz a két oldalán: egy felnőtt- és egy gyermekméretet. Fontos, hogy a megfelelő oldalt használja.

- a. Gallért igénylő gyanított nyaki gerinci sérülés esetében ez a méretvezető szinte bármilyen testhelyzetben alkalmazható, amelyben a beteget találják (1. ábra).
- b. Helyezze el a méretvezetőt a beteg fejének oldalsó részénél úgy, hogy az alsó éle a váll felső részén (a trapézizmon) nyugszik. A színes végét igazítsa a fül elülső részéhez (2. ábra). Mindegyik betűvel ellátott színes szakasz megfelel valamelyik méretnek az Actimove® gerincrögzítő nyakrögzítő gallérjának hat mérete közül.
- c. Azonosítsa, melyik színes szakasz és betűjele van egy szintben a fül nyílásának (azaz a fülkagylónak) a közepével.

Fontos: A méretvezető segít, hogy az első vizsgálatkor kiválassza a megfelelő méretet. A végleges választás előtt vegye figyelembe a test felső részének méretét: Erősebb testfelépítésű vagy izmosabb személynél eggyel rövidebb méretre lehet szükség. Ha ellenjavallott a vastag téli ruházat eltávolítása, eggyel rövidebb méretre lehet szükség. A vékonyabb alkatúaknál eggyel hosszabb gallérméretre lehet szükség.

B.) Általános alkalmazási utasítások

1. Tartsa a gallért az ábrán látható módon.
2. Hajlítsa meg a gallért, hogy az álltámaszt kinyithassa.
3. A könnyebb alkalmazás érdekében formázza előre a gallért.
4. Miközben egy másik személy mozdulatlanul tartja a beteg fejét, csúsztassa a gallér pánttal ellátott részét a beteg nyaka alá.
5. A fej túlzott megmozdítását elkerülve helyezze el az álltámaszt az áll alatt.
6. Húzza meg úgy a pántot, hogy kényelmesen lazán illeszkedjen, majd a bolyhos oldalát nyomja határozottan a gallér tépőzáras betétjéhez.

C) Alkalmazási utasítások akut és sürgősségi ellátáshoz

Csak a kórházba szállítás előtti sürgősségi ellátásra képesített, valamint az első betegvizsgálat elvégzését és a segítő eszközök helyes használatát biztosító technikák terén képzett egészségügyi dolgozók kísérhetnek meg a nyakrögzítő gallér felhelyezését olyan betegre, akinél a nyaki gerinc sérülésének gyanúja fennáll. Fokozott elővigyázatossággal és gerinchordággal vagy más elismert immobilizáló rendszerrel kombinálva kell használni. Hacsak lehet, a nyakrögzítő gallért legalább két segítő szerelje fel, és egyikük tartsa a fejet és a nyakat egy vonalban és mozdulatlanul a fent leírt (B. rész: Általános alkalmazási utasítások) alkalmazási eljárás során. A nyakrögzítő gallér legyen kellőképpen kényelmes. Megfelelő felhelyezés mellett kényelmesen laza, miközben elég tartást ad, és megfelelően korlátozza a beteg fej- és nyakmozgásának tartományát. Minden esetben győződjön meg róla, hogy a beteg légútjai szabadok. A nyaki gerinc maximális támogatása érdekében a felhelyezett nyakrögzítő gallér addig maradjon a nyakon, amíg eltávolítását orvos vagy más képesített egészségügyi dolgozó nem rendeli vagy végzi el. Az Actimove® gerincrögzítőt egyetlen betegnél történő használatra tervezték.

Figyelmeztetések és óvintézkedések: A gallér első felhelyezését erre képesített egészségügyi dolgozó végezze el, és a használatot orvos felügyelje folyamatosan. A gallér alatti bőrterületet a helyi irritáció megelőzése érdekében a lehető legtisztábban és legszárazabban kell tartani. Ha bőrpír, irritáció vagy duzzanat alakul ki, orvoshoz kell fordulni.

Figyelmeztetés:

- Az orvos által javasolt és megfelelően illeszkedő eszköz viselésekor általában nem tapasztalhatók mellékhatások.
- Érzészavarok, zsibbadás fennállása esetén előfordulhat, hogy a kompresszió miatt a nyomási helyeken vérellátási zavar alakult ki.
- Ilyen esetben mindig ellenőrizze a termék felhelyezésének pozícióját és a rögzítés erősségét.
- Az eszköz szakszerűtlen felhelyezése és rögzítése bőrelváltozásokat és az artériás vérellátás romlását okozhatja.
- A panaszok változatlan fennállása esetén azonnal forduljon kezelőorvosához.

Bármilyen, az eszköz használatával kapcsolatban előforduló váratlan eseményt kérjük jelentsen a BSN medical GmbH vállalatnak (BSN Medical GmbH, Németország, Quickbornstrasse 24 20253 Hamburg) **vagy az Essity Hungary Kft.-nek** (1021 Budapest, Budakeszi út 51.) **vagy az illetékes helyi hatóságnak** (Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI), 1051 Budapest, Zrínyi utca 3., Tel.: (1) 8869-300, E-mail: ogyei@ogyei.gov.hu, 1372 Postafiók 450).

Lezárás dátuma: 2020. november 30.

Actimove® Post-Op ROM térdrögztő

Orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz.

Lejárati időt: lásd a csomagoláson.

Gyártó: Vincent Rehab Devices Company Ltd., Flats B2 & C2, 7/F, Phase 2, Hang Fung Industrial Building, 2G Hok Yuen Street, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong

Tárolás: szobahőmérsékleten, sugárzó hőtől védve.

Forgalmazza: Essity Hungary Kft. 1021 Budapest, Budakeszi út 51.

Használati útmutató

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy az Actimove® Post-op ROM térdrögztőt választotta. Az Actimove® Post-Op ROM térdrögztő megakadályozza a térd mozgását vagy korlátozza a mozgástartományt, a szakorvos előírása alapján. Sérülés után, műtétet követően és rehabilitáció során is használható. A forgópánt gyorsrögztő kulcsaival 0°-os, 15°-os és 30°-os szögben tarthatja a térdet. A mozgástartomány –10° és 120° közötti hajlításhoz, illetve –10° és 90° közötti nyújtáshoz állítható be 10°-os lépésekben. A térdrögztő teleszkópos rúdjai a legtöbb beteghez beállíthatók. A térdrögztő bal és jobb térdre egyaránt viselhető.

Rendeltetészerű használat és javallatok: A termék posztoperatív használata az alábbi eljárások után, illetve esetekben javallott:

- Az ACL (elülső keresztszalag), PCL (hátsó keresztszalag), MCL (belső oldalszalag) és LCL (külső oldalszalag) sérülése
- A sípcsont ízületi felszínének törése
- Osteochondralis (a porcot és az alatta lévő csontot érintő) helyreállítás
- Meniscus- (gyűrűporc-) helyreállítás
- Patellaín-helyreállítás
- Condylaris (csontízületvégi) törés helyreállítása
- Térdficam vagy -húzódás
- MTO (magas tibia osteotomia térdtengely-helyreállító műtét)

Alkalmazás: Kezdeti alkalmazását csak egészségügyi szakember végezheti. Alkalmazás előtt gondosan olvassa el az utasításokat.

1. Kapcsolja ki a csatokat, nyissa szét a forgópánt rúdait, majd terítse ki a térdrögztőt. (1)
2. Állítsa be a térdrögztőt úgy, hogy a beteg térdje a forgópántok között középen helyezkedjen el. A „TOP” jelzésű forgópántrudak legyenek a combnál. (2)
3. Állítsa a térdrögztőt a beteg lábának hosszához úgy, hogy a rudak gombjait kioldási („unlock”) irányba tolja és ott tartja, miközben a rudakat a kívánt hosszra csúsztatja. A gomb felengedésével a rúd lezárt („lock”) helyzetbe kerül. A forgópántrúd hosszjelzői segítenek, hogy a beállítás mediális és laterális irányban azonos legyen. (3)

4. Laza helyzetben rögzítse a csatokat. A térdhez legközelebbi pántokkal kezdje. Miután minden csatot bekapcsolt, ellenőrizze, hogy fennmaradt a forgópántrudak laterális és mediális helyzete, és a beteg térdje a rudak között középen helyezkedik el. (4)

5. Húzza át a pántokat a csatokon, és rögzítse őket a tépőzárral. (5) Ha rövidebb pántokra van szükség, vegye le a tépőzárát, vágjon le vagy hajtson fel a pántból, majd helyezze vissza a tépőzárát. A pántokat állítsa kellőképpen szorosra úgy, hogy az a beteg számára kényelmes legyen. (6)

A ROM forgópánt beállításai:

1. A forgópánt a színes gyorslezáró gomb segítségével 0°-os (semleges), illetve 15°-os és 30°-os (hajlított) helyzetben rögzíthető. Mielőtt a gyorslezáró gombokkal elvégzi a rögzítést, bizonyosodjon meg róla, hogy a mediális és a laterális beállítások meggyeznek. (7)

2. A nyújtási és hajlítási határértékek beállításához kapcsolja a színes gyorslezáró gombot kioldási („unlock”) helyzetbe. (8) Mielőtt a gyorslezáró gombokkal elvégzi a rögzítést, bizonyosodjon meg róla, hogy a mediális és a laterális beállítások meggyeznek.

A nyújtási határértéket –10° és 90° közé állíthatja be, ehhez húzza ki és csúsztassa el a fület a kívánt helyzetbe.

A hajlítási határértéket –10° és 120° közé állíthatja be, ehhez húzza ki és csúsztassa el a fület a kívánt helyzetbe. (9)

Az első alkalmazást követően az Actimove® Post-Op ROM térd rögzítő egyszerűen a csatok kikapcsolásával levehető és újra felhelyezhető.

Kizárólag orvosa utasítására vegye le.

Ellenjavallatok: A termékkel szemben nincsenek ellenjavallatok.

Figyelmeztetések és óvintézkedések:

- Az Actimove® Post-op ROM térd rögzítőt egyetlen beteg általi használatra tervezték. Rendeltetése szerint nem alkalmas arra, hogy másik beteg is használja.
- Ha a használat során fájdalmat, duzzanatot vagy más tünetet észlel, hagyja abba az eszköz használatát, és forduljon orvoshoz.
- Az eszköz rendeltetése szerint úgy védi a sérült területet, hogy az orvos által elrendelt rehabilitációs programnak vagy egyéb intézkedéseknek megfelelően korlátozza a mozgástartományt.

Figyelmeztetés:

- Az orvos által javasolt és megfelelően illeszkedő eszköz viselésekor általában nem tapasztalhatók mellékhatások.
- Érzészavarok, zsibbadás fennállása esetén előfordulhat, hogy a kompresszió miatt a nyomási helyeken vérellátási zavar alakult ki.
- Ilyen esetben mindig ellenőrizze a termék felhelyezésének pozícióját és a rögzítés erősségét.
- Az eszköz szakszerűtlen felhelyezése és rögzítése bőrelváltozásokat és az artériás vérellátás romlását okozhatja.
- A panaszok változatlan fennállása esetén azonnal forduljon kezelőorvosához.

Tisztítás és ápolás: Műanyag részek (például zárópántok). Az ortopéd keret tisztításához enyhén szappanos vízzel átitatott törlőkendőt használjon.

Textilből készült részek (habbetétek): A habbetéteket kézzel, enyhén mosószeres vízben mossa, majd alaposan öblítse ki. Finoman nyomkodja ki belőlük a víz nagy részét, majd fektetve a levegőn szárítsa. Ne tegye ki közvetlen hő vagy napfény hatásának. Ne fehéritse, ne vasalja ki és ne vegytisztítsa. Száraz, jól szellőző helyen, szobahőmérsékleten tárolja.

Megjegyzés:

Az eszközhöz köthető bármilyen súlyos incidenst jelenteni kell a vállalatnak, valamint az Ön országában illetékes hatóságnak.

Bármilyen, az eszköz használatával kapcsolatban előforduló váratlan eseményt kérjük jelentsen a Vincent Rehab Devices Company Ltd., Flats B2 & C2, 7/F, Phase 2, Hang Fung Industrial Building, 2G Hok Yuen Street, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong vagy az Essity Hungary Kft.-nek (1021 Budapest, Budakeszi út 51.) vagy az illetékes helyi hatóságnak (Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI), 1051 Budapest, Zrínyi utca 3., Tel.: (1) 8869-300, E-mail: ogyei@ogyei.gov.hu, 1372 Postafiók 450).

Lezárás dátuma: 2020. november 30.